

PRODUKTDATABLAD

Omron RS7 Intelli IT digital blodtryksmåler til håndled

Omron RS7 Intelli IT er en digital blodtryksmåler til håndleddet, som opererer ud fra det oscillometriske princip. Er designet til brug i hjemmet. Puls og blodtryk måles let og hurtigt.

Når manchetten pustes op, opfanger måleren trykpulseringerne fra arterierne under manchetten.

- Den præformede manchet er nem at tilpasse til håndleddet.
- Intellisense Technology puster manchetten op til ideelt niveau ved hver brug
- Detekterer uregelmæssig hjertebanken samt kropsbevægelse under måling
- Kan huske op til 100 målinger per bruger
- Kan via Bluetooth® tilsluttes med Omron Connect app på smartphone
- Er valideret til overvægtige brugere



Garanti: 3 år

Indholdsstoffer/materiale:	ABS, PMMA, glas, silikone, polyester, PVC, karbon stål, PP
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Omron RS7 Intelli IT digital blodtryksmåler til håndled

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6055081	Omron digital blodtryksmåler	RS7 Intelli IT til håndled, inkl. Manchet	Håndledsomsreds 13,5-21,5 cm	Krt. a 10 stk.	HEM-6232T-E